



# SCHMIED INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EQUIPOS MEDICOS LTDA.

REPARACION, MANTENCION Y FABRICACION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO

REPARACION DE OPTICAS RIGIDAS

R.U.T: 76.097.973-2

DIRECCION: GERONIMO DE ALDERETE 1319, VITACURA - SANTIAGO


TELEFONO: (56) 2 2219 2212. WEB: [www.schmied.cl](http://www.schmied.cl) CORREO: [contacto@schmied.cl](mailto:contacto@schmied.cl)

## INFORME TECNICO

### DATOS DEL EQUIPO

FECHA	: 24 de Abril de 2023	ENDOSCOPIO	: Cistoscopio 0°
SR.(A)	: Clínica *****	MARCA	: Karl Storz
SERVICIO	: Esterilización	MODELO	: 27005 AA
O.T.	: OR-1205	N° SERIE	: 403694

### IMÁGENES DEL EQUIPO



### PARTES DEL ENDOSCOPIO

1.- VENTANA OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	6.- FIBRA OPTICA OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
2.- OBJETIVO OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	7.- OCULAR OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
3.- LENTES OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	8.- POSTE LUZ OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
4.- ESPACIADORES (	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	9.- PIEZA DE OJO OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
5.- TUBO OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	10.- OTROS	: SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

### RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD

A: CAMPO DE VISION	: 65°	E: LUZ	: Correcto
B: DIRECCION DE VISION	: 0°	F: TEST DE FUGAS	: Correcto
C: DESVIACION	: 0°	G: TEST DE CONDENSACION	: Correcto
D: IMAGEN/RESOLUCION	: 3'5	H:	

### COMENTARIOS

La reparación de esta óptica consistió en cambiar un lente (quebrado).

-----

-----

-----

-----

-----

FIRMA Q.C.